

Qufora Urinal-Kondom

Verlässlich. Komfortabel. Flexibel

Qufora Urinal-Kondome bieten Männern jeden Alters seine moderne Lösung bei Inkontinenz.

Besondere Eigenschaften

Verlässlich

Das **einteilige (selbstklebende)** Urinal-Kondom hat eine integrierte Haftfläche, die einen sicheren und zuverlässigeren Halt auf der Haut ermöglicht.

Der Knickschutz am Schaft verhindert, dass sich der Urin staut.

Das **latexfreie** Silikon-Material ist ideal für Pflegekräfte und Betroffene mit bekannter Latex-Überempfindlichkeit.

Komfortabel

Das **transparente und hautfreundliche Silikon-Material** ermöglicht eine optimale Beobachtung der Haut ohne Entfernung des Urinal-Kondoms.

Die **hautfreundliche Klebefläche** sorgt für leichtes Anlegen und einfaches Abnehmen des Kondoms.

Durch das **atmungsaktive und flexible Silikon-Material** wird ein angenehmer Tragekomfort gewährleistet.

Flexibel

Um die unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten zu berücksichtigen, gibt es die Qufora Urinal-Kondome in **5 verschiedenen Durchmessern**.

Mit der Qufora Mess-Schablone kann die passende Größe des Kondoms ermittelt werden.

Die korrekte Paßform des Kondoms gewährleistet optimalen Halt und verbessert den Tragekomfort.



Zusammen mit den Qufora Urinbeuteln kann eine selbständige und diskrete Versorgung für mehr Mobilität und Lebensqualität erreicht werden.

Die Qufora Beinbeutel sind diskret und bequem zu tragen:

- Dank des Mehrkammersystems bleibt der Beinbeutel auch in gefülltem Zustand flach.
- Der flexible und individuell kürzbare Anschluß-Schlauch sichert den Urinabfluß und gewährleistet eine gute Bewegungsfreiheit.
- Das hautfreundliche Vlies auf der Rückseite beugt Hautreizungen vor und erhöht den Tragekomfort.
- Der Beinbeutel läßt sich einfach und sicher am Bein mit Hilfe der individuell kürzbaren Qufora Klettbinden befestigen.
- Für die Nachtversorgung bietet der Qufora Bettbeutel mit 2000 ml Volumen und 130 cm langen Schlauch eine optimale Lösung.

Qufora Urinal-Kondom aus Silikon (latexfrei), selbsthaftend, gebrauchsfertig verpackt, unsteril

MBH Qufora Urinal-Kondom						
REF	Durchmesser	Umfang	Schaftlänge	VE	PZN	HMV-Nr.
2011 1101	Ø 24 mm	75 mm	8 cm	30 St.	04704666	15.25.04.7022
2011 1201	Ø 28 mm	88 mm	8 cm	30 St.	04704749	15.25.04.7022
2011 1301	Ø 31 mm	97 mm	8 cm	30 St.	04704755	15.25.04.7022
2011 1401	Ø 35 mm	110 mm	8 cm	30 St.	04704761	15.25.04.7022
2011 1501	Ø 40 mm	126 mm	8 cm	30 St.	04704778	15.25.04.7022

Qufora Urinbeutel und Zubehör

MBH Qufora Urinbeutel						
REF	Durchmesser	Schlauchlänge	Volumen	VE	PZN	HMV-Nr.
1116 1502	Beinbeutel, unsteril	50 cm	500 ml	10 St.	9223322	15.25.05.1117
1136 1502	Beinbeutel, unsteril	50 cm	750 ml	10 St.	9223351	15.25.05.1116
2110 0301	Klettverschlußbänder	60 cm	60 cm	10 St.	2292707	15.99.99.0008
1385 0301	Bettbeutel, unsteril	130 cm	2000 ml	10 St.	6575078	15.25.06.1035
2110 0101	Bettbeutelhalterung			5 St.	2291177	15.99.99.0010

MBH-International

Bitte besuchen Sie
www.mbh-international.com
 für weitere Informationen

