

# Die innovative Lösung für Männer mit Inkontinenz: Der Applikator für Urinalkondome



## Die Vorteile des urisan® Applikators auf einen Blick:

- Faltenfreies Anlegen von Kondom-Urinalen
- Auch bei eingeschränkter Handfunktion des Nutzers anwenderfreundlich
- Passend für alle auf dem Markt befindlichen Kondom-Urinalen
- Erhältlich für alle gängigen Kondom-Urinal-Größen
- Unterschiedliche Farbcodierungen und Durchmesser-Bezeichnungen am Gerät
- Meist keine Hilfsperson erforderlich
- Einfach zu reinigen
- Einmalige Anschaffungskosten

## Endverbraucher:

- Nutzer mit erektiler Dysfunktion (Impotenz)
- Nutzer mit eingeschränkter Handfunktion
- Männer mit retrahiertem Penis (Schlupfpenis)
- Männer mit sehr kleinem, schmalen Penis

## Pflegepersonal:

- Anlegen des Kondom-Urinals ohne direkte Berührung der Eichel und des Penischafts
- Mit Hilfe von urisan® lassen sich Kondom-Urinalen bei allen Penis-Voraussetzungen anlegen
- Keine Erektion erforderlich

## urisan® ermöglicht das einfache Anlegen von Urinalkondomen

### Das Urinalkondom

Bei einer Inkontinenz ist das Urinalkondom das Hilfsmittel der Wahl, welches von männlichen Inkontinenten verwendet werden sollte. Es hat die Form eines Kondoms und besitzt am Ende eine Anschlussmöglichkeit für einen Schlauch, der den Urin in einen Beutel ableitet.

Kondom-Urinalen stellen die mit Abstand beste Alternative sowohl zu aufsaugenden Hilfsmitteln wie Vorlagen oder Windeln, als auch zum Dauerkatheterismus dar.

### Urinalondome – die beste Alternative zu Windeln

Den meisten Menschen, die von Harninkontinenz betroffen sind, werden aufsaugende Hilfsmittel empfohlen. Darunter versteht man Windeln, Pants oder Vorlagen, die den Urin aufsaugen. Das Tragen dieser Hilfsmittel kann jedoch mit einer ganzen Reihe von Problemen behaftet sein (wunde Haut, unangenehmer Geruch, feuchte Flecken auf der Kleidung und große Mengen an Windelabfällen).

Gegenüber einem Dauerkatheter besteht der weitere Vorteil, dass ganz normale Urinbeutel verwendet werden und keine sterilen Urinbeutel, welche bei einem Dauerkatheter unbedingt nötig sind. Auch ist Bakterien – wie bei einem Dauerkatheter – nicht der direkte Weg in die Blase geöffnet.

### Ansprechpartner:

m<sup>2</sup> company  
Oberkasseler Straße 88  
D- 40545 Düsseldorf

Hotline: +49 (0) 211 557 843 0

E-Mail: [service@urisan.de](mailto:service@urisan.de)

